

ELONVA® FERTIGSPRITZE

- **Hat die Fertigspritze ein Verfallsdatum?**

Ja, das Verfallsdatum ist auf dem Etikett der Fertigspritze nach „EXP“ und auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegeben. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats. Sie dürfen ELONVA® nach dem angegebenen Verfallsdatum nicht mehr verwenden.

- **Soll die Fertigspritze im Umkarton gelagert werden?**

Ja, die Fertigspritze soll im Umkarton aufbewahrt werden, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

- **Sollte die Fertigspritze gekühlt werden?**

Ja, die Fertigspritze sollte im Kühlschrank bei 2 bis 8°C gekühlt werden. Außerhalb des Kühlschranks kann die Fertigspritze einmalig für einen Zeitraum von maximal einem Monat, nicht über 25°C, gelagert werden.

Tipp: Lagern Sie die Fertigspritze im Gemüsefach oder in der Tür Ihres Kühlschranks, damit sie nicht einfrieren kann.

- **Muss ich die Fertigspritze vorher aus dem Kühlschrank nehmen?**

Wir empfehlen, die Fertigspritze ca. 10 Minuten vor der Injektion aus dem Kühlschrank zu nehmen.

- **Was ist, wenn ich die Anwendung von ELONVA® vergessen habe?**

Wenn Sie die Anwendung am vorgesehenen Tag vergessen haben, nehmen Sie unverzüglich mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin Kontakt auf.

- **Was ist, wenn ich eine größere Menge von ELONVA® angewendet habe als von meinem Arzt bzw. meiner Ärztin verschrieben?**

Wenn Sie vermuten, eine größere Menge von ELONVA® angewendet zu haben, als Sie sollten, nehmen Sie unverzüglich Kontakt mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin auf.

- **Wie soll ich die Injektionsnadel entsorgen?**

Die Injektionsnadel wird automatisch nach der Verwendung in die Fertigspritze eingezogen und verbleibt dann im Inneren der Fertigspritze.

Bitte fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin, wie die gebrauchte Fertigspritze zu entsorgen ist. Eine leere oder unbenutzte Fertigspritze darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese Maßnahme hilft, die Umwelt zu schützen.

Ihr Arzt, Ihre Ärztin oder eine beauftragte medizinische Fachkraft wird Sie genau anleiten, wie Sie sich ELONVA® selbst injizieren können. Wenn Sie sich in der Handhabung noch nicht sicher fühlen, versuchen Sie nicht, sich den Wirkstoff selbst zu injizieren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gebrauchsinformation, die Ihrer ELONVA® Packung beiliegt, sorgfältig durch und fragen Sie Ihren Arzt bzw. Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker bzw. Ihre Apothekerin.

Kriterien, unter welchen ELONVA® nicht angewendet werden darf, entnehmen Sie bitte auch der Gebrauchsinformation.



Infocenter

Organon Healthcare GmbH
Neuturmstraße 5
D-80331 München

Tel.: 0800 3384 726

Fax: 0800 3384 726-0

E-Mail: dpoc.germany@organon.com



ELONVA®
Fertigspritze



DE-ELO-110004

Kurzanleitung zur Handhabung
– zur Abgabe an Ihre Anwenderinnen –

BESTANDTEILE DER FERTIGSPRITZE



Ihre ELONVA® Packung enthält:

- Eine Fertigspritze mit der Injektionsnadel
- Eine Injektionsnadel

ELONVA® Fertigspritzen gibt es in zwei verschiedenen Stärken. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin hat Ihnen die für Sie geeignete Stärke verordnet:

150µg Corifollitropin alfa / 0,5 ml

**Frauen über 60 kg
unabhängig vom Alter
Frauen über 50 kg &
über 36 Jahren**

100µg Corifollitropin alfa / 0,5 ml

**Frauen unter 60 kg &
bis max. 36 Jahren**

Tipps zur Injektion:

- ELONVA® muss unter die Haut injiziert werden – Injizieren Sie ELONVA® nicht in einen Muskel.
- Als Injektionsstelle ist der Bereich unter Ihrem Bauchnabel geeignet.
- Drücken Sie nach der Injektion einen mit einem Desinfektionsmittel getränkten Tupfer oder Wattepad einige Sekunden auf die Stelle.
- Ihr Arzt oder Ihre Ärztin wird Ihnen raten, zu welcher Tageszeit Sie die Selbstinjektion am besten durchführen.

So wenden Sie die Fertigspritze richtig an

VORBEREITUNG DER INJEKTION

Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife. Reinigen Sie die Injektionsstelle unter Ihrem Bauchnabel in einem Umkreis von etwa 5 cm mit einem Desinfektionsmittel.

1 Nadel vorbereiten



- Entnehmen Sie die Nadel aus der Packung, brechen Sie das Etikett an der Perforation und ziehen Sie die Nadelkappe von der Nadel. Achten Sie darauf, dass die Nadelhülse auf der Nadel bleibt! **Berühren Sie die Nadel bitte nicht mit der Hand.**

2 Spritze vorbereiten



- Halten Sie die Fertigspritze mit der grauen Spritzenkappe nach oben.
- Klopfen Sie vorsichtig mit Ihrem Finger gegen die Fertigspritze, so dass alle Luftblasen nach oben steigen können.
- Schrauben Sie nun die graue Spritzenkappe *entgegen dem Uhrzeigersinn* ab.

3 ELONVA® Nadel aufschrauben



- Halten Sie die Fertigspritze unverändert in aufrechter Position.
- Schrauben Sie im *Uhrzeigersinn* die Nadelhülse mit der Nadel auf die Fertigspritze.

4 Nadelhülse entfernen



- Halten Sie die Fertigspritze unverändert in aufrechter Position.
- Entfernen Sie die Nadelhülse vorsichtig.
- Berühren Sie die dünne Metallnadel nicht und bringen Sie diese nicht in Berührung mit anderen Gegenständen.

So wenden Sie die Fertigspritze richtig an

VORBEREITUNG DER INJEKTION

5 Entlüften



- Halten Sie die Fertigspritze weiterhin mit der Nadel nach oben.
- Bitte ziehen Sie den Kolben **nicht** nach hinten, es gibt keine Sperre.
- Drücken Sie den Kolben vorsichtig mit dem Daumen nach oben, bis ein winziges Tröpfchen an der Nadelspitze austritt.

Jetzt ist Ihre Fertigspritze einsatzbereit!

INJEKTION

6 Injizieren



- ELONVA® muss unter die Haut in eine Hautfalte injiziert werden: Drücken Sie dementsprechend den zuvor desinfizierten Hautbereich mit zwei Fingern zusammen. Mit der anderen Hand stechen Sie die Nadel in voller Länge gerade (im 90°-Winkel) in die Haut.
- Drücken Sie den Kolben **vorsichtig** und **vollständig** herunter.
- **Zählen Sie bis 5**, bevor Sie die Nadel aus Ihrer Haut ziehen.

7 Nadel entfernen



- Lassen Sie den Kolben langsam los.
- Die Nadel wird automatisch in die Fertigspritze zurückgezogen und verbleibt dort.